

Name : Fetal Doppler
Brand : BISAMED
Type : BSM-FD20



Features :
- Aman, karena Dosis Ultrasound yang digunakan bawah dosis standar rata-rata
- Baterai berkapasitas besar, bekerja lebih dari 12 jam setelah pengisian penuh
- Sensitifitas Ultrasonografi yang tinggi
- Probe yang tahan air dan dapat dipertukarkan
- Dapat mendeteksi detak jantung janin mulai dari minggu ke-9
- Dapat menggunakan probe single atau twin

Specifications :

Tampilan : LED Screen
Frekuensi USG : ± 2.2 MHz atau ± 3.3 MHz
Rentang FHR : $\pm 50 - 210$ BPM
Dimensi : $\pm 240 \times 160 \times 115$ mm
Baterai : 14.4 V Baterai Hidrogen Nikel